

رزمکس سوئیس

# rossmax

just a heartbeat away

شرکت رزمکس از سال ۱۹۸۸ متعهد به ارائه به روزترین تکنولوژی های پزشکی و درمانی است.

محصولات رزمکس مورد تایید EHS (انجمن فشار خون اروپا) و BHS (انجمن فشار خون بریتانیا) می باشند.

شرکت "راهیان طب صبا" نماینده انحصاری رزمکس در ایران



# BLOOD PRESSURE MONITOR

## فشارسنج دیجیتال بازویی Model Z1

- پشتیبانی از کابل تایپ C به عنوان آداپتور
- صفحه نمایشگر بزرگ 69\*64.4
- گرفتن میانگین سه فشار آخر
- دارای ۹۰ حافظه و کاربری بسیار ساده
- تشخیص نامنظم ضربان قلب و نشانگر ریسک فشارخون
- دارای تکنولوژی REAL FUZZY



این فشارسنج دارای تاییدیه از انجمن فشارخون اروپا و استاندارد AAMI است.

### Real Fuzzy Technology

تکنولوژی Real Fuzzy بر اساس فشار بالای افراد و سایز بازوی فرد، میزان اندازه کاف را تنظیم کرده و نیازی به پیش تنظیم آن توسط کاربر نیست.

کاف مخروطی متناسب با دور بازو: 24-40cm در صورت درخواست، سایزهای دیگر کاف نیز موجود است.



## فشارسنج دیجیتال بازویی Model CH155f

- قیمت اقتصادی
- تشخیص حرکت فرد حین اندازه گیری
- تنظیم فشار و باد بازوبند از تکنولوژی REAL FUZZY
- نشانگر ریسک فشارخون بالا
- نشانگر ضربان نامنظم قلب
- قابلیت میانگین گیری سه اندازه گیری آخر
- قابلیت ذخیره سازی ۹۰ اندازه گیری
- عملکرد تنها با یک لمس
- همراه با کاف بدون لاتکس
- کالیبراسیون مادام العمر



# BLOOD PRESSURE MONITOR

## Model CF175f فشارسنج دیجیتال سخنگو

- سخنگو با شش زبان زنده دنیا (فارسی، انگلیسی، ترکی، کردی، عربی، فرانسوی)
- تشخیص صحیح بستن کاف در طول اندازه گیری
- تشخیص حرکت فرد حین اندازه گیری
- تنظیم فشار و باد بازوبند با استفاده از تکنولوژی REAL FUZZY
- دارای کاف مخروطی بدون لاتکس
- نشانگر ریسک فشارخون بالا
- نشانگر ضربان نامنظم قلب
- قابلیت میانگین گیری سه اندازه گیری آخر
- قابلیت ذخیره سازی ۹۰ اندازه گیری
- عملکرد اتوماتیک با یک لمس
- دارای حالت کاربر مهمان
- کالیبراسیون مادام العمر



این فشارسنج دارای تاییدیه از انجمن فشارخون اروپا و استاندارد AAMI است. (AAMI/ANSI/ISO 81060-2)



### Real Fuzzy Technology

تکنولوژی Real Fuzzy بر اساس فشار بالای افراد وسایز بازوی فرد، میزان اندازه کاف را تنظیم کرده و نیازی به پیش تنظیم آن توسط کاربر نیست.

کاف مخروطی متناسب با دور بازو: 24-40cm در صورت درخواست، سایزهای دیگر کاف نیز موجود است.



## Model CF155f فشارسنج بازویی دیجیتال

• دارای آداپتور

- تنظیم فشار و باد بازوبند با استفاده از تکنولوژی REAL FUZZY
- دارای ۹۰ حافظه و قابلیت میانگین گیری سه اندازه گیری آخر
- نشانگر ریسک فشارخون بالا
- تشخیص ضربان نامنظم قلب
- سایز صفحه نمایش: ۶۳\*۵۵ میلی متر
- کاف مخروطی بدون لاتکس و یونیورسال
- تشخیص حرکت فرد حین اندازه گیری
- با قابلیت کالیبراسیون مادام العمر



# BLOOD PRESSURE MONITOR



فشارسنج دیجیتال Model X5

- تشخیص ضربان نامنظم قلب
- تشخیص فیبریلاسیون دهلیزی
- تشخیص انقباض زودرس
- قابلیت ذخیره سازی ۱۲۰ اندازه گیری آخر با تاریخ و زمان برای دو کاربر
- میانگین گیری فشار صبحگاهی و عصرگاهی اندازه گیری شده ی ۷ روز آخر
- طراحی منحصر به فرد شامل قسمت نگه دارنده ی کاف
- همراه با کاف بدون لاتکس
- تشخیص حرکت فرد در طول اندازه گیری
- تشخیص صحیح بستن کاف در طول اندازه گیری
- نشانگر ریسک فشارخون بالا
- قابلیت میانگین گیری سه اندازه گیری آخر
- دارای حالت کاربر مهمان
- دارای LCD بزرگ با اندازه ی ۶۹\*۷۸ میلیمتر
- کالیبراسیون مادام العمر



## ♥ PARR

دهلیز قلب به صورت نامنظم کار می کند و اغلب اوقات سریع و نامنظم بوده و قادر به انتقال موثر خون به درون بطن ها نمی باشد. این حالت ممکن است مربوط به ریسک بالای لخته شدن خون در قلب، نارسایی قلبی، سکته و مشکلات مشابه باشد. ۱۰-۲۰ درصد بیماران که از سکته مغزی ایسکمیک رنج می برند همچنین مبتلا به فیبریلاسیون دهلیزی هم می باشند. این وسیله قادر به تشخیص فیبریلاسیون دهلیزی است.

ضربان های مضاعف و غیر طبیعی در محل نامناسبی از قلب همچنین در دهلیز یا بطن ایجاد می شوند. این ضربان های مضاعف، ریتم منظم قلب را بهم زده، گاهی سبب تپش قلب می شوند. ممکن است یکبار یا بصورت مکرر اتفاق بیفتد. اگر ناشی از استرس نباشد، نشانگر نارسایی قلبی و خطر سکته مغزی ایسکمیک یا انقباض زودرس می باشند. این وسیله می تواند انقباض زودرس را شناسایی کند.

## ♥ PARR Technology

با تشخیص به موقع فیبریلاسیون دهلیزی، انقباضات زودرس، تاکی کاردی و برادی کاردی از خطر بیماری های قلبی و سکته پیشگیری کنید. اختلالات قلبی نیازمند مراقبت های پزشکی بوده و تشخیص به موقع در آنها از اهمیت بالایی برخوردار است. ضربان نامنظم قلب به کمک تکنولوژی PARR در اندازه گیری های فشارخون بدون نیاز به داشتن مهارت یا دخالت کاربر، قابل اندازه گیری می باشد.



تشخیص فیبریلاسیون دهلیزی



تشخیص انقباض زودرس




تشخیص صحیح بستن کاف



تشخیص حرکت حین اندازه گیری



نشانگر ریسک فشارخون بالا




میانگین گیری ۳ اندازه آخر



میانگین گیری فشار صبحگاهی و عصرگاهی




ذخیره سازی ۱۲۰ اندازه گیری



حالت مهمان



کاف مخروطی



قسمت نگه دارنده کاف



ذخیره سازی ۹۰ اندازه گیری



# BLOOD PRESSURE MONITOR

فشارسنج حرفه ای Model X9



- تشخیص آریتمی قلبی
- تشخیص فیبریلاسیون دهلیزی
- تشخیص انقباض زودرس
- تشخیص بیماری تاکیکاردی و برادیکاردی
- قابلیت اندازه گیری فشارخون با دو روش سمعی و خودکار
- تشخیص حرکت فرد در طول اندازه گیری
- تشخیص صحیح بستن کاف در طول اندازه گیری
- نشانگر ریسک فشارخون بالا
- قابلیت ذخیره سازی ۹۰ اندازه گیری آخر با تاریخ و زمان
- شامل کاف با اندازه های کوچک، متوسط و بزرگ
- طراحی منحصر به فرد شامل قسمت نگه دارنده ی کاف
- نمایش اعداد با اندازه بزرگ
- صفحه نمایش بزرگ و خوانا با اندازه ی ۹۹\*۱۱۵ میلیمتر
- LCD با نور پس زمینه
- همراه با آداپتور
- کالیبراسیون مادام العمر

## ♥ PARRPRO

### تشخیص فیبریلاسیون دهلیزی

دهلیز قلب به صورت نامنظم کار می کند و اغلب اوقات سریع و نامنظم بوده و قادر به انتقال موثر خون به درون بطن ها نمی باشد. این حالت ممکن است مربوط به ریسک بالای لخته شدن خون در قلب، نارسایی قلبی، سکتته و مشکلات مشابه باشد. ۱۰-۲۰ درصد بیمارانی که از سکتته مغزی ایسکمیک رنج می برن دهمچنین مبتلا به فیبریلاسیون دهلیزی هم می باشند. این وسیله قادر به تشخیص فیبریلاسیون دهلیزی است.

### تشخیص انقباض زودرس

ضربان های مضاعف و غیر طبیعی در محل نامناسبی از قلب همچنن در دهلیز یا بطن ایجاد می شوند. این ضربان های مضاعف، ریتم منظم قلب را بهم زده، گاهی سبب تپش قلب می شوند. ممکن است یکبار یا بصورت مکرر اتفاق بیفتند. اگر ناشی از استرس نباشد، نشانگر نارسایی قلبی و خطر سکتته مغزی ایسکمیک یا انقباض زودرس می باشند. این وسیله می تواند انقباض زودرس را شناسایی کند.

### تشخیص تاکیکاردی و برادیکاردی

قلب ممکن است بسیار تند (تاکی کاردی) یا بسیار کند (برادی کاردی) یا بسیار زود (انقباض زودرس) یا بسیار نامنظم (فیبریلاسیون) بتپد. این وسیله قادر به تشخیص ضربان نامنظم قلب است و این امکان را فراهم می آورد که اشخاصی که با این مشکل مواجه اند در طول مدت اندازه گیری از آن مطلع گردند.

 تشخیص فیبریلاسیون دهلیزی	 تشخیص انقباض زودرس	 تشخیص تاکیکاردی
 تشخیص برادیکاردی	 اندازه گیری به روش خودکار و سمعی	 تشخیص صحیح بستن کاف
 تشخیص حرکت حین اندازه گیری	 نشانگر ریسک فشارخون بالا	 ذخیره سازی ۹۰ اندازه گیری
 کاف پزشکی	 نگه دارنده کاف قسمت	 نمایش بزرگ اعداد ۹۰ اندازه گیری
 نور پس زمینه	 British & Irish Hypertension Society	 European Society of Hypertension

سایز بزرگ: 34~46cm  
سایز متوسط: 24~36cm  
سایز کوچک: 16~26cm



# BLOOD PRESSURE



## Model GB102 فشارسنج عقربه ای

- قابلیت اندازه گیری فشار خون تا ۳۰۰ میلی لیتر جیوه
- دریچه تخلیه هوا از جنس برنج با روکش کروم
- کاف بدون لاتکس به منظور حفاظت از پوست حین اندازه گیری
- صفحه نمایش سفید و خوانا
- کیف قابل حمل



قابلیت اندازه گیری فشار خون تا ۳۰۰ میلی لیتر جیوه



دریچه تخلیه هوا از جنس برنج با روکش کروم



دارای گوشی سبک



کاف بدون لاتکس



کاف با حلقه D شکل، به همراه گوشی یک سویه

کاف رزمکس با حلقه D شکل  
بزرگسالان: 24-32 CM

در صورت درخواست سایزهای دیگر کاف موجود است.



## Model EB600 گوشی پزشکی

- حساسیت صوتی بسیار بالا
- ساختار پیشرفته استیل ضد زنگ
- شامل دو بل قابل تغییر
- شامل دوسری اتوسکوپ نرم و یک دیافراگم اضافی
- بدون لاتکس




## Cardiology Stethoscope

# THERMOMETER


Thermometer

حالت اسکن مداوم گوش: این حالت تمام نقاط گوش را بررسی کرده و بیشترین دما را گزارش میکند.



Thermometer

اندازه گیری دمای گیجگاهی به روش تله فوتو و بدون تماس از فاصله‌ی ۱۰ سانتیمتری انجام میگیرد.




Thermometer

اندازه گیری در ۶۰ ثانیه صورت گرفته و با یک صدای هشدار به پایان می رسد.

1''-60''

Thermometer

اندازه گیری با اشعه فروسرخ بسیار دقیق، صحیح و قابل اعتماد بوده و برای اندازه گیری دمای گیجگاهی و اشیا به کار می رود.




Thermometer

قابلیت شستشوی آسان دستگاه و پروب با دستمال و الکل.






## Model TG100 دما سنج

## Model TG380 دماسنج




- اندازه گیری دما در ۶۰ ثانیه
- آلارم تب
- خاموشی خودکار
- قابلیت نمایش دما در دو واحد سانتی گراد و فارنهایت
- نشانگر ضعیف بودن باتری
- عیب یابی خودکار دستگاه

- دارای سر منعطف
- اندازه گیری دما در ۱۰ ثانیه
- آلارم تب
- خاموشی خودکار
- قابلیت نمایش دما در دو واحد سانتی گراد و فارنهایت
- نشانگر ضعیف بودن باتری
- عیب یابی خودکار دستگاه
- ضد آب



## Model RA600 دماسنج گوشى

- اندازه گیری در یک ثانیه از طریق اسکن مداوم گوش
- قابلیت اندازه گیری دمای گوش
- داری ۵ عدد پروب یکبار مصرف
- مجهز به آلارم تب
- ذخیره سازی ۹ اندازه گیری آخر
- قابلیت نمایش دما در دو واحد سانتی گراد و فارنهایت
- نور پس زمینه
- خاموشی خودکار
- نشانگر ضعیف بودن باطری
- عیب یابی خودکار دستگاه




ASTM E1965-98:2009

این ترمومتر گوشى در چندین بیمارستان آموزشى بزرگ و براساس پروتکل استاندارد ASTM E1965-98:2009 آزمایش و تایید شده است.

## Model HA500 دماسنج غیر تماسى

- قابلیت اندازه گیری دما در فاصله ی ۵ سانتیمتری
- اندازه گیری در یک ثانیه
- قابلیت اندازه گیری دمای اشیا
- قابلیت اندازه گیری دمای پیشانی
- مجهز به آلارم تب
- ذخیره سازی ۹ اندازه گیری آخر
- خاموشی خودکار
- نشانگر ضعیف بودن باطری
- دارای قابلیت عیب یابی خودکار دستگاه
- قابلیت نمایش دما در دو واحد سانتی گراد و فارنهایت



ASTM E1965-98:2009

این ترمومتر گوشى در چندین بیمارستان آموزشى بزرگ و براساس پروتکل استاندارد ASTM E1965-98:2009 آزمایش و تایید شده است.





# THERMOMETER



## Model HC700 دماسنج پیشانی غیر تماسی

- اندازه گیری دما با تکنولوژی تله فوتو و از فاصله ی ۱۰ سانتیمتری
- اندازه گیری در یک ثانیه
- قابلیت اندازه گیری دمای اشیا
- قابلیت اندازه گیری دمای پیشانی
- مجهز به آلارم هشدار تب
- ذخیره سازی ۹ اندازه گیری آخر
- قابلیت نمایش دما در دو واحد سانتی گراد و فارنهایت
- دارای نور پس زمینه
- نشانگر ضعیف بودن باتری
- دارای قابلیت عیب یابی خودکار دستگاه
- خاموشی خودکار



Initially Accurate

ASTM E1965-98:2009



این ترمومتر گوشی در چندین بیمارستان آموزشی بزرگ و براساس پروتکل استاندارد ASTM E1965-98:2009 آزمایش و تایید شده است.

# NEBULIZER




Model NE100


نبولایزر پیستونی

- پاکسازی و راه اندازی راحت دستگاه
- $MMAD \leq 2.6 \mu m$  (اندازه ذرات)، دوز ذرات ریز ۸۵-۸۰٪
- سرعت نبولیزیشن  $\leq 35$  میلی لیتر / دقیقه
- دارای کمپرسور پیستون قوی
- دارای ماسک و قطعه دهانی مخصوص کودکان و بزرگسالان

Particle Size Distribution



Hygienic "2in1 Cup" Design






Model NB500

نبولایزر پیستونی

- $MMAD \leq 2.2 \mu m$  (اندازه ذرات)، دوز ذرات ریز ۸۵-۸۰٪
- فراهم آوردن ذرات دارویی با اندازه مناسب و موثرترین دوز درمانی
- تکنولوژی تنظیم دریچه
- بی صدا و جاذب لرزش
- دارای طراحی منحصر به فرد برای تنفس بهتر و مصارف سنگین
- دارای کمپرسور پیستون قوی
- همراه با ماسک و قطعه دهانی مخصوص کودکان و بزرگسالان
- مجهز به گیره مخصوص نگهدارنده کیت نبولایزر

Particle Size Distribution



Nebulizer

PATENTED


تکنولوژی تنظیم درجه این امکان را به کاربر می دهد که بنا به وضعیت موجود سطوح مختلفی از ویسکوزیته داروی ورودی را تعیین کند. بنابراین فرد می تواند با استفاده از این تکنولوژی درجه نبولایزر را از میزان ۰/۸ (بسته) تا مقدار ۰/۵ (کاملاً باز) با واحد میلی لیتر بر دقیقه تنظیم کند.

VA technology


## ترازوی الکترونیکی Model WB101



- مجهز به چهار سنسور در هر گوشه ی ترازو
- عملکرد خودکار
- صفحه نمایش بزرگ
- حداقل اندازه گیری ۱۰۰ گرم
- پیشینه اندازه گیری ۱۸۰ کیلو گرم



صفحه نمایش  
بزرگ LCD



حداقل مقدار قابل  
اندازه گیری ۱۰۰ گرم



حداقل مقدار قابل  
اندازه گیری ۱۸۰ کیلو گرم



تکنولوژی  
۴ سنسوری



شروع به  
کار خودکار




## ترازوی کودک Model WE300



- خواندن آسان
- احتساب وزن خالص
- خاموشی خودکار
- نشانگر ضعیف بودن باتری
- نشانگر بار زیاد

- قابل تبدیل به واحدهای دیگر اندازه گیری
- بیشترین وزن قابل اندازه گیری: ۲۰ کیلو گرم
- کمترین وزن قابل اندازه گیری: ۱۰۰ گرم
- دقت: ۵ گرم



# rossmax

just a heartbeat away

## خدمات پس از فروش

ارائه خدمات پس از فروش برای این شرکت ، به اندازه خود محصول، مهم است . خدمات شایسته به مشتری، پایه و اساس اثبات حسن نیت یک شرکت است و اعتماد به برند و محبوبیت عمومی آن را افزایش می‌دهد. سیستم خدمات جهانی پس از فروش رزمکس، به منظور پشتیبانی بیشتر توزیع کنندگان، به آنها امکان ارائه خدمات بهتر و سریع‌تر به مشتری را می‌دهد و باعث رضایت‌مندی هر چه بیشتر مشتری خواهد شد.

### آدرس واحد خدمات

سعادت آباد، برج رویال، طبقه ۴، واحد ۴۰۳

تلفن: ۰۲۱-۴۰۸۸۰۵۳۶-۹ ۰۹۱۰۲۰۳۷۵۶۰



۰۲۱- ۴۰۸۸۰۵۳۶-۹



سعادت آباد، برج رویال، طبقه ۸، واحد ۸۰۷



WWW.RAHYANTEB.COM